

КЛИП

Складная облегченная коляска
для детей и взрослых

 разработано и
изготовлено в ИТАЛИИ



Rehabmedical

Функции

Точки крепления подголовника

точки крепления жилета безопасности

Точки крепления боковых
блоков для туловища

Полужесткое сиденье
с алюминиевыми
вставками

(20 см) **прочные колеса**
с тормозами

3 положения спинки

благодаря использованию
замков молнии.
Спинки сиденья имеют
алюминиевые перекладки
для жесткой формы.

Дышащая обивка

Замок рамы

Опора для голени

(15 см)
роликовые колеса

Съемная подножка
регулируется по высоте



Корзина-сетка
сзади спинки

КЛИП 1-2-3

Максимальный вес пользователя **76 кг**

Коляска легкая,
легко складывается

Наклонное сиденье обеспечивает
максимальный комфорт

Складная
алюминиевая рама



КЛИП 4



Аксессуары



► 812
Замки направления



► 827
Ремни для стоп



► 817
Ножные ремни
для абдукции



▲ 828
Центральный ремень



▲ 894
Тазовый ремень



▲ 819
Козырек



▲ 818
Чехол



► 825
Чехол от дождя
используется с козырьком 819



► 816
Боковые поддерживающие
блоки для туловища



► 835
Регулируемый подголовник



► 853
Жилет безопасности



► 906
5-точечный ремень





► 903
5-точечный жилет
безопасности





► 891
Набор из 4 колец для
транспортировки в автомобиле







КЛИП 1-2-3





	макс. вес польз-ля	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	вес изде- лия
КЛИП 1	30 kg	40 cm	30 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	25 cm	55 cm	18°	46 cm	--	15-23 cm	73 cm	80 cm	110 cm	30 cm	32 cm	10,8 kg
КЛИП 2	35 kg	40 cm	33 cm	51 cm	99 cm	0°-12°	30 cm	59 cm	18°	48 cm	--	21-31 cm	73 cm	90 cm	110 cm	30 cm	32 cm	11 kg
КЛИП 3	40 kg	40 cm	36 cm	51 cm	104 cm	0°-12°	35 cm	64 cm	18°	49 cm	--	27-37 cm	79 cm	96 cm	115 cm	32 cm	35 cm	11,2 kg
КЛИП 4	76 kg	45 cm	*33 cm	57 cm	112 cm	0°-10°	38 cm	70 cm	18°	59 cm	95 cm	36-48 cm	82 cm	105 cm	115 cm	56 cm	34 cm	12,5 kg

* Ширина сиденья 45 см при снятых боковых подушках



КЛИП 4



Rehabmedical

ООО "РехабМедикал"
129626 г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20 а, стр. 1, офис 12
телефон/факс: (495) 686-40-47, 644-31-43, 956-16-76
www.rehabmedical.ru, www.rehabsensory.ru, www.uniqtoys.ru
e-mail: info@rehabmedical.ru

Рехаб энд Медикал в Великобритании:
Rehab and Medical Limited, 259 Didsbury Road,
Stockport, Cheshire SK4 3JG, Great Britain
Телефон: + 44 161 431 5056, факс: + 44 161 431 5057
E-mail: info@rehabandmedical.com



Клип прошел краш-тест в соответствии со стандартом ISO 7176-19 для транспортировки в автомобиле